



Knotenhalfter: Messanleitung

Das Knotenhalfter ist ein Trainingshalfter. Es wird vor allem bei der Bodenarbeit verwendet, weil es feinere Signale durchlässt als ein Stallhalfter. Man kann einerseits direkter signalisieren was man will – andererseits muss man sich aber auch dessen bewusst sein, dass man mit einem Knotenhalfter eine schärfere Einwirkung hat. Darum ist wichtig, dass das Knotenhalfter dem Pferd richtig passt.

Achtung! Ein Knotenhalfter darf nicht zum Anbinden oder auf der Weide verwendet werden. Grund dafür ist, weil es keine Sollbruchstelle hat, wie die gängigen Stallhalfter. Somit reisst es nicht und kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen!

Grösse messen

Das Halfter sollte möglichst kompakt am Pferdekopf anliegen. Ein zu weites Halfter, kann die Kommunikation erschweren und für das Pferd unangenehm sein.

Tip: Messen Sie die Masse immer auf beiden Seiten des Kopfes. (dient zur Kontrolle)

Informationen zur Bestellung

- ♥ Preis pro Knotenhalfter 6mm Fr. 59.— (exkl. Versand)
- ♥ Preis pro Knotenhalfter 8mm Fr. 62.— (exkl. Versand)
- ♥ Passender Strick Fr. 18. —

- ♥ Versand Fr. 7. — (B-Post) / Bei Abholung keine Versandkosten
Bestellungen mit Warenwert ber Fr. 100.— sind frei von Versandkosten

- ♥ Bestellungen werden erst NACH dem Zahlungseingang versendet.
Vorkasse, TWINT oder bar (bei Abholung)

Mass 1

Messen Sie 1-2 Fingerbreiten (Stern) unter dem Jochbein um die ganze Pferdenase bis wieder zum Anfangspunkt (Stern).




Mass 2

Das 2. Mass beginnt ebenfalls beim Stern. Messen Sie vom Stern (ca. 2 Finger unter dem Jochbein), über den Nasenrücken bis zum Jochbein auf der anderen Seite (wieder ca. 2 Finger darunter).




Mass 3

Messen Sie vom Stern bis hinter die Backe. Damit das Genickstück nicht gegen die Ohren drückt, müssen die Ganaschen-Stücke an den Ganaschen verlaufen. So sitzt das Genickstück ein bisschen weiter hinten.



Mass 4

Vom Messpunkt entlang der Ganasche nach hinten bis mittig zur Kehle messen.





Mass 5

Messen Sie vom Messpunkt über den Kopf, hinter den Ohren bis zum gleichen Punkt auf der gegenüberliegenden Seite.



Mass 6

Das Massband zuerst wieder so anlegen wie bei Mass 1. Von der Mitte der Unterseite des Kinns bis zum Messpunkt von Mass 4 messen (Kehle unten mittig).





Bestellformular

Kunde/in Vor-/Nachname: _____

Adresse: _____

PLZ / Ort: _____

Pferd Name: _____

Rasse: _____

Auswahl Produkt und Farbe

Halfter-Dicke 6mm 8mm

Halfter mit Ring Diamant-Knoten

Farbe Halfter _____

Farben Nasenband _____

Messung:

Mass 1 _____ cm

Mass 2 _____ cm

Mass 3 _____ cm

Mass 4 _____ cm

Mass 5 _____ cm

Mass 6 _____ cm

Zusammenfassung:

